

DNA MİKROARREY TEKNOLOJİSI

Dr. Soner AKSU TÜBİTAK MAM GMBE 21 Ekim 2008



Tanım


DNA MIKROARRAY TEKNOLOJISI


DNA mikroarreyleri, nükleik asitlerin hibridizasyon özelliklerinden faydalanarak farklı tipte doku ya da hücrelerde genom boyutunda DNA ve ya RNA moleküllerinin varlığı ve miktarını belirlemek için kullanılan bir teknolojidir.



Tanım- vurgu 1

DNA mikroarreyler; nükleik asitlerin hibridizasyon özelliklerinden faydalanır.





Kaynak: Bioconductor short course. Dudoit, S., Gentleman R., Irizarry R., Yang HY



Tanım- vurgu 2

DNA mikroarreyler; doku ve organizma bağımlılığı

- Farklı türlere spesifik olarak geliştirilmiş mikroarrey çipler ile kapsamlı analizler yapılabilir.

Human Genome U133 Plus 2.0 Array Mouse Genome 430 2.0 Array Mouse Genome 430A 2.0 Array Human Genome U133 Set Rat Expression Array 230 2.0
Rat Expression Set 230
HT Human Genome U133 Set
HT Mouse Expression Set 430
HT Rat Focus Array





Tanım- vurgu 3

DNA mikroarreyler; sınırlandırılmış kapsamdan genom boyutuna kadar analiz imkanı sağlar.

- Üzerlerinde binlerce farklı gene ait dizilerin/alt dizilerin bağlandığı çok sayıda spesifik nükleotide dizileri taşırlar.







Tarihçe – kilometre taşları

1991: Photolithographic printing (Affymetrix)

1994: First cDNA collections are deve; oped at Stranford

1995: Quantitative monitoring of gene expression patterns with a complementary DNA

microarray.

1996: Commercialization of arrays (Affymetrix)

1997: Genome- wide expression monitoring in S. cerevisiae (yeast)

2000: Portraits/ Signatures of cancer.

2003: Introduction into clinical practices

2004: Whole human genome on one microarray



Mikroarrey Çip Teknolojisi

- Her gen 16-20 oligonükleotid ile ifade edilir.
- Tam eş (perfect match probe PM) oligo: Genellikle 25mer tam doğru oligonükleotid.
- Hatalı eş (mismatch probe MM) oligo: Tam noktada (13th) yanlış baz taşıyan oligonükleotid.
- Oligo çifti: PM-MM çiftleri. Her gen için 16-20 oligo çifti bulunur.

MM oligo dizaynı ile non-spesifik bağlanma miktarının ve arka plan gürültünün ölçülmesi amaçlanmıştır.




Mikroarrey Çip Teknolojisi

DNA microarraylerin üretiminde genelde üç tip gelişmiş teknoloji kullanılmaktadır.

- Fotolitografi
- Mekanik Mikrodağıtım
- Ink Jets



Mikroarrey Çip Teknolojisi






Temel Kullanım Alanları

- (gen edilmesi Transkript miktarlarının tespit ekspresyon seviyesi analizi)
 - Genotiplendirme (SNP çipleri)
- DNA kopya sayısının belirlenmesi
- mRNA bozunum hızının ölçülmesi
- Protein bağlanma bölgelerinin tanımlanması
- Gen ürünlerinin hücre içi lokalizasyonunun tespit edilmesi



Transkriptom

tüm mRNA moleküllerini ya da transkript varlığını ifade Transkriptom; bir ya da bir grup hücre tarafından üretilen eden bir terimdir. her hangi bir organizmanın tüm transkript durumunu ifade etmek için kullanılabileceği gibi, belli bir hücre tipinde belli bir transkript içinde kullanılabilir.





Transkriptom

mRNA ya da transkript seviyesi ve içeriği bir hücrenin biyolojik durumunu çok hassas bir şekilde yansıtır.

- Bulunduğu gelişim evresi
- Bulunduğu hücre döngüsü
- genetik - Hastalık ve sağlık durumlarının seviyedeki etkileri
- Tedaviye ve çevresel etkenlere karşı verilen biyolojik cevap




Araştırma Alanları

olduğu sağlamış teknolojisi transkriptom bilgileri ile; Mikroarrey

- kanser araştırmalarında
- immunolojik araştırmalarda
- kompkeks metabolik hastalıkların ve önemli fenotipik anlaşılmasına yönelik çalışmalarda sıklıkla kullanılan karakterlerin altında yatan genetik temellerin daha iyi bir yöntemdir.



Uygulama - bileşenler






Uygulama - aşamalar

DATA ANALYSIS POST PROCESSING PRINTING ARRAY HYBRIDIZATION TARGET LABELING AND PREPARATION PCR PURIFICATION AND SCANNING Hybing the array: Building the microarray: RNA preparation: RNA ISOLATION CDNA PRODUCTION CELL CULTURE AND HARVEST MASSIVE PCR PREPARING SLIDES



Uygulama - aşamalar





Uygulama – laboratuar aşamaları 1

zincir reaksiyonu ile çoğaltılmış DNA fragmanları farklı metotlar kullanılarak çip yüzeyi üzerine sabitlenerek Microarray çiplerin üretimi: Polimeraz yapıştırılır.

Örneklerin Hazırlanması: Gen ifade seviyeleri karşılaştırılmak istenen farklı örneklere ait olan mRNA'lar uygun kitler kullanılarak cDNA 'ya çevrilir.



Uygulama – laboratuar aşamaları 2

İşaretleme: cDNA örnekleri farklı yöntemler mevcut olmasına rağmen temel olarak cDNA sentezi sırasında farklı işaretler ile boyanır. En çok tercih edilen iki boya, kırmızı ışıma yapan **Cy3** ve yeşil ışıma yapan Cy5 işaret maddeleridir. Hibridizasyon: Doku ya da hücre örneklerinden elde edilen mRNA'lardan işaretlenerek elde dilen tek iplikçik halindeki cDNA örnekleri önce eşit miktarda karıştırılır ve ardından çip üzerinde sabit olarak bulunan oligolar ile hibridize olmaları sağlanır.




Uygulama – laboratuar aşamaları 3

- Çip/Slide Görüntüleme: Lazer ile her nokta ışıma yapması için uyarılır ve gelen sinyal okunarak konfokal mikroskop ile görüntülenir.
- örnekler arasında anlamlı bir farklılığın olup Data Analizi: Elde edilen ham veriler çeşitli parametre ve karşılaştırmalar ile normalize edilir ve olmadığı tespit edilir. Veriler farklı metot ve elde edilen sonuçlar oranlanarak gen ifadesinde programlar kullanılarak analiz edilir.



Uygulama – sinyal okuma






Uygulama – data analizi

- ➤ Her spotta kayıt edilen kırmızı ve yeşil renkteki floresan ışımanın şiddeti spotlarda yer alan genlerin birlerine göre olan ekspresyon sevivelerini belirler.
- Eğer spot yeşil gözüküyorsa bu renkle işaretlenen örnekte söz konusu gen diğer örneğe göre fazla eksprese ediliyor demektir.
- örnekte bu genin diğer örneğe göre daha fazla eksprese - Spotun kırmızı renkte gözlenmesi ise kırmızı ile işaretlenen ediliyor anlamına gelir.
- Eğer spot sarı görünüyor ise, söz konusu gen ya da transkript karşılaştırılan her iki örnekte de eşit ifade ediliyor anlamına gelir.




Uygulama – data analizi






Uygulama – istatistik ve mikroarrey





Mikroarrey Biyoinformatiği





Mikroarrey - avantajlar

- Aynı anda binlerce genin ekspresyonu hakkında bilgi
- Binlerce nokta kullanılarak tüm genom taraması ile detaylı bir genotiplendirme imkanı sunar.
- Amaca yönelik olarak faklı dizayn edilebilir.
- Laboratuar aşamaları kolay ve hızlıdır.
- Teknolojisi ile gelişimini sağladığı biyoinformatik analiz yöntemlerini kullanarak oldukça fazla miktardaki verileri hızlı ve farklı şekillerde analiz edebilir.



Mikroarrey – önemli noktalar

- Probun seçilmesi ve hedefin hazırlanması
- Spotlamanın düzgün yapılması
- Yüksek kalite ve saflıkta RNA izolasyonu
- Kaliteli ve sabit işaretleme verimliliği
- Housekeeping genler ile normalizasyona gidilmesi
- Yeteri kadar tekrar kullanılması



Mikroarrey – örnek çalışma

Konu: Obezite gibi kompleks özellik gösteren metabolik bir hastalığın genetik temellerinin daha iyi anlaşılmasının sağlanması. Amaç: Ekspresyon farklılığına dayalı olarak obezite tablosunun ortaya çıkmasına katkıda bulunan aday genlerin tespit edilmesi.




Mikroarrey – örnek çalışma

Uygulama: DNA Mikroarrey GenÇip teknolojisi: Mu11KsubA ve subB (11000 gen olmak üzere toplam 13000 probe)

derecede ekspresyonları farklılık gösteren genlerin Sonuç: Obez ve normal fareler arasında anlamlı belirlenmesi.



Mikroarrey – örnek çalışma



Differentially expressed genes in adipose tissues of high body weight-selected (obese) and unselected (lean) mouse lines. Journal of Applied Genetics 48(2): 133-143, 2007. Soner Aksu, Dirk Koczan, Ulla Renne, Hans-Jürgen Thiesen, Gudrun A. Brockmann.





